

FICHE TECHNIQUE

**ARTICLE**

Désignation : **Harnais VITOFIX pour tabliers métalliques**

Codes Bobet :

21935 : T.1

21936 : T.2

21937 : T.3

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles

**CARACTERISTIQUES**

- Harnais amovible et réglable pour tablier métallique
- Matière : polyuréthane et attaches en polyacétal
- Couleur : bleu
- Epaisseur : 1000 µm

* Code 21935 - Taille 1: tour de poitrine de l'opérateur < à 100 cm

* Code 21936 - Taille 2: tour de poitrine de l'opérateur de 90 à 120 cm

* Code 21937 - Taille 3: tour de poitrine de l'opérateur > à 120 cm

LAVAGE :

Le harnais VITOFIX devra suivre le même traitement de nettoyage que le tablier métallique. La désinfection est réalisée avec un produit non acide autorisé par les services d'hygiène alimentaire et le rinçage réalisé avec de l'eau à une température de 80°C.

Ne pas utiliser de chlore ou de produits alcalins chlorés à fortes doses et éviter les contacts prolongés avec ces produits.

NORMES :

Conforme au règlement UE 10/2011 (pour la bande)