



FICHE TECHNIQUE

**ARTICLE**

Désignation : **Lingettes désinfectantes PAL IPA sans rinçage**

Code Bobet : **26105 : seau de 1000**

Unité de vente : **Unité**



Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

Lingettes désinfectantes sans rinçage à base d'Isopropanol

Ces lingettes désinfectantes haute efficacité contiennent 70 % d'alcool isopropylique (IPA). Idéales pour les industries agroalimentaires, elles présentent un large spectre d'efficacité contre les agents pathogènes d'origine alimentaire, les bactéries et les levures, et permettent un nettoyage et une désinfection rapides sans laisser de résidus chimiques.

Le matériau Tritex® breveté par Pal est fabriqué en liant ensemble des fibres de polypropylène filées et soufflées à l'état fondu par un procédé à haute température. L'ajout d'un revêtement hydrophile garantit une libération optimale et constante de la solution

- Sans ammonium quaternaire
- Compatible contact alimentaire
- Sans éthanol
- Certifiée HALAL
- Idéales pour la désinfection des surfaces dures non poreuses ou une utilisation dans les opérations de transformation et de fabrication des aliments
- Le matériau Tritex®, les boîtes, les seaux, les couvercles et les étiquettes sont entièrement recyclables
- Boîte distributrice plus légère avec 27 % de plastique en moins
- Le carton utilisé pour les emballages extérieurs sont certifié FSC

DESCRIPTION :

Le matériau Tritex® est fabriqué au cours d'un processus à haute température permettant de lier des couches de fibres de polypropylène filées et soufflées avant que l'ajout d'un revêtement hydrophile ne soit effectué. Ce matériau est 100 % synthétique

- Résistance élevée : Le matériau offre une résistance élevée dans les deux sens, c.-à-d. dans la largeur et dans la longueur de la lingette
- Très faible peluchage : Faible risque de déposer des fibres contaminantes sur les surfaces
- Excellente rétention de la solution : Garantit une imprégnation uniforme sur toute la surface de la lingette
- Libération optimale de la solution : Les ingrédients actifs présents dans la lingette sont transférés sur la surface et ne restent pas piégés dans les fibres du matériau

CONDITIONNEMENT :

2 seaux distributeurs par carton

Informations relatives à l'efficacité

Efficace contre	Test	Temps d'action
Bactéricide		
<i>Acinetobacter baumannii</i>	EN 13697	1 minute
<i>Enterococcus faecalis</i> (ERV)	EN 13697	1 minute
<i>Enterococcus hirae</i>	EN 16615	1 minute
	EN 13697	1 minute
	EN 1276	1 minute
	EN 13727	1 minute
<i>Escherichia coli</i>	EN 13697	1 minute
	EN 1276	1 minute
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	EN 16615	1 minute
	EN 13697	1 minute
	EN 1276	1 minute
	EN 13727	1 minute
<i>Staphylococcus aureus</i>	EN 16615	1 minute
	EN 13697	1 minute
	EN 1276	1 minute
	EN 13727	1 minute
<i>S. aureus</i> (SARM)	EN 13697	1 minute

Efficace contre	Test	Temps d'action
Mycobactéricide		
<i>Mycobacterium avium</i>	EN 14348	1 minute
<i>Mycobacterium terrae</i>	EN 14348	1 minute
Virucide		
Virus de la vaccine (Ankara modifié)	EN 14476	30 secondes
Norovirus murin	EN 14476	1 minute
Coronavirus humain 229E	EN 14476	30 secondes
Levuricide		
<i>Candida albicans</i>	EN 16615	1 minute
	EN 1650	3 minutes
	EN 13624	1 minute



CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Lingettes désinfectantes PAL IPA sans rinçage

Code BOBET : 26105

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



FIN DE VIE

- Boîte distributrice de 2 litres plus légère avec 27 % de plastique en moins
- Le matériau Tritex®, les boîtes, les seaux, les couvercles et les étiquettes sont entièrement recyclables